


JEM9320の使用について

注意

○ステージが既定の交換位置まで移動せず、ずれた位置で停止したため、
試料取り出し時に**試料がサンプル台ごと落下するトラブルが発生しています。**



使用ルール

- ① 使用時間を原則【平日9:00～17:00】とします。
(指導教員の許可がある場合、月曜～木曜の夜間も利用可)
- ② 試料交換の際に異常(ステージが動かない、座標表示がおかしい、試料交換棒を試料台ネジ穴にさす時いつもより硬い等)があった場合、直ぐに使用を中止して内線4407/4333へご連絡下さい。

※夜間に不具合が生じた場合は、「ビーム」をOFFにし、それ以外の操作は行わず、下記アドレスに詳細をメール連絡しておく事。

E-mail : kyotenjim@tokushima-u.ac.jp

